

EXTRATO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2020/SES.

PROCESSO: Nº 39050/2020

PREGÃO: 030/2020

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE torna público o REGISTRO DE PREÇOS das empresas abaixo relacionadas, nas quantidades indicadas abaixo, de acordo com a classificação obtida em cada lote, atendendo as condições, as especificações técnicas e as propostas oferecidas na licitação em epígrafe, regulamentada pelo edital e anexos, independentemente de transcrições, tudo conforme a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS disponível na íntegra para consulta na Coordenadoria de Processos de Aquisições e Contratos e no sítio eletrônico desta Secretaria ([www.saude.mt.gov.br](http://www.saude.mt.gov.br)).

OBJETO: "Registro de Preço para eventual aquisição de material médico-hospitalar de forma a atender todas as unidades de saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, denominado - LISTA FIOS CIRÚRGICOS I".

RAZÃO SOCIAL: MICROSUTURE IND COM IMP EXP REP MAT LTDA

CNPJ: 07.415.772/0001-33

Endereço: RUA LAVINIO SALLES ARCURI 791, CASA VERDE ALTA, CEP 02564-000, SÃO PAULO- SP

Representante: FABIANA ARDITO CPF: 361.361.028-03

E-mail: [Vendasmicrosuture00@gmail.com](mailto:Vendasmicrosuture00@gmail.com)

RAZÃO SOCIAL: TRADEHOSP COM PROD SAÚDE EIRELLI-EPP-ASCOR ASSESSORIA

CNPJ: 06.089.071/0001-99

Endereço: RUA FAGUNDES VARELA, 1667-JARDIM SOCIAL- CEP: 82520-040-CURITIBA-PARANÁ

Representante: MAURICIO FRANCO PACHECO

RG: 068253195 SSP/PR CPF: 040.440.789-71

E-mail: [licitacoes@ascormed.com.br](mailto:licitacoes@ascormed.com.br)

RAZÃO SOCIAL: SUTUCAT IND E COM DE FIOS CIRURGICOS LTDA

CNPJ: 04.550.482/0001-04

Endereço: Rua L-11 nº 565- Jardim Europa Anápolis- GO

Representante: JOSÉ AUGUSTO BORGES

RG: 52.4816 SSP-GO CPF: 124.397.891-00

E-mail: [sutucat@uol.com.br](mailto:sutucat@uol.com.br)

RAZÃO SOCIAL: DATA- MEDICAL PROD MEDICOS HOSPITALARES-ME

CNPJ: 29.032.826/0001-14

Endereço: RUA BARÃO DO CERRO AZUL, Nº 211- CENTRO CEP: 84010-210- PONTA GROSSA

Representante: CRISLAYNE DE FÁTIMA DOS SANTOS

RG: Nº 10.562.772-6 SSP/PR CPF: 090.957.269-52

E-mail: [Datamedical2018@gmail.com](mailto:Datamedical2018@gmail.com)

LOTE

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UND QTD

EMPRESA

VALOR VALC  
UNT. TOT/

R\$ R\$

F I O CIRÚRGICO  
MONOFILAMENTO DE  
POLIPROPILENO,  
ESTÉRIL, NÃO  
ABSORVÍVEL, DIÂMETRO  
6-0, MEDINDO  
APROXIMADAMENTE 75  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 3/8 DE  
CÍRCULO, CILÍNDRICA,

1	<p>MEDINDO 3 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.CARDIOVASCULAR.</p>	MICROPOLY ENV 2.168	<p>MICROSUTURE IND COM IMP 9,26 20.0 EXP REP MAT LTDA</p>
2	<p>CLIPS DE TITÂNIO MÉDIO - FABRICADO EM TITÂNIO, ESTÉRIL, TAMANHO DA ABERTURA A N T E S DO FECHAMENTO: 3,0 MM, TAMANHO FECHADO: 5,00 MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.</p>	HORIZON UND 264	<p>TRADEHOSP COM PROD 7,85 2.07: SAÚDE EIRELLI- EPP-ASCOR ASSESSORIA</p>
3	<p>F I O CIRÚRGICO DE ALGODÃO, ESTÉRIL, DIÂMETRO 0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 3/8 DE CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 3 CM, COM B O M CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO</p>	SUTUCAT ENV 336	<p>SUTUCAT IND E COM DE FIOS 1,81 608,; CIRURGICOS LTDA</p>

A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

F I O CIRÚRGICO DE ALGODÃO, ESTÉRIL, DIÂMETRO 2-0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 3/8 DE CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 3 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL.

EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

ENV 1.824 DATA- MEDICAL PROD MEDICOS HOSPITALARES- 1,60 2.911 ME

4

F I O CIRÚRGICO DE POLIÉSTER E ALGODÃO, TRANÇADO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 3-0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 3/8 DE CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 3 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL.

EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E

ENV 1.380 SUTUCAT IND E COM DE FIOS CIRURGICOS 1,79 2.471

5

TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

F I O CIRÚRGICO DE CATGUT CROMADO, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 5-0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 DE CÍRCULO, CILÍNDRICA, GASTRO MEDINDO 2,0 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM

APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA

SUTUCAT ENV 936

SUTUCAT IND E COM DE FIOS 5,00 4.68 CIRURGICOS LTDA

ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

F I O CIRÚRGICO DE CATGUT CROMADO, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 4-0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 DE CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 2,5 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM

7

<p>APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA</p>	<p>SUTUCAT</p>	<p>ENV 408</p>	<p>SUTUCAT IND E COM DE FIOS CIRURGICOS LTDA</p>	<p>4,72</p>	<p>1.92!</p>
---	----------------	----------------	--	-------------	--------------

ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

8

<p>APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA</p>	<p>SUTUCAT</p>	<p>ENV 1.008</p>	<p>SUTUCAT IND E COM DE FIOS CIRURGICOS LTDA</p>	<p>3,65</p>	<p>3.67!</p>
---	----------------	------------------	--	-------------	--------------

ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

F I O CIRÚRGICO DE  
CATGUT SIMPLES,  
ESTÉRIL, ABSORVÍVEL,  
DIÂMETRO 4-0,  
MEDINDO  
APROXIMADAMENTE 70  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 1/2 DE  
CÍRCULO, CILÍNDRICA,  
MEDINDO 4 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE

10

C O M FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM

APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA

ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

ENV 840

SUTUCAT IND E COM DE FIOS CIRURGICOS LTDA 3,60 3.02

11

F I O CIRÚRGICO ALGODÃO POLIESTER, DE ORIGEM VEGETAL E FILAMENTOS DE POLIESTER TORCIDO, FIOS DE COLORAÇÃO AZUL, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 0, MEDINDO 15X45 CM, SEM AGULHA, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM

APROPRIADA AO M É T O D O DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA

ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

UND 2.340

SUTUCAT IND E COM DE FIOS CIRURGICOS LTDA 1,35 3.15

FIO CIRÚRGICO DE AÇO INOXIDÁVEL, MONOFILAMENTO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM DE COMPRIMENTO, SEM AGULHA, COM SUPERFÍCIE LISA, FLEXÍVEL, EM ENVELOPE COM 3 FIOS. EMBALAGEM

12	<p>APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E MICROAÇO TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.</p>	UND 2.760	<p>MICROSUTURE IND COM IMP EXP REP MAT 7,04 LTDA</p>	19.4:
13	<p>FIO CIRÚRGICO DE AÇO INOXIDÁVEL, MONOFILAMENTO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 1, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM DE COMPRIMENTO, SEM AGULHA, COM SUPERFÍCIE LISA, FLEXÍVEL, EM ENVELOPE COM 3 FIOS. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.</p>	MICROAÇO ENV 3.120	<p>MICROSUTURE IND COM IMP EXP REP MAT 6,29 LTDA</p>	19.6:
	<p>F I O CIRÚRGICO DE CATGUT CROMADO, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 4 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO</p>			

14

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

ENV 3.240

SUTUCAT IND E COM DE FIOS CIRURGICOS LTDA 3,66 11.8!

F I O CIRÚRGICO DE CATGUT CROMADO, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM

15

APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

ENV 336

SUTUCAT IND E COM DE FIOS CIRURGICOS LTDA 4,62 1.55!

F I O CIRÚRGICO DE CATGUT CROMADO, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 3/8 CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU

16

QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

ENV 836

SUTUCAT IND E COM DE FIOS CIRURGICOS 4,33 3.61! LTDA

17

F I O CIRÚRGICO DE CATGUT CROMADO, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 1 MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 5 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT. FECHAMENTO GERAL OBS/GIN

ENV 840

SUTUCAT IND E COM DE FIOS 4,64 3.89! CIRURGICOS LTDA

F I O CIRÚRGICO DE CATGUT CROMADO, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 1, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 4.0 CM, COM

18

BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.FECHAMENTO GERAL/OBST/GIN

UND 3.240

SUTUCAT IND E COM DE FIOS CIRURGICOS 4,02 13.0: LTDA

19

F I O CIRÚRGICO DE CATGUT CROMADO, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 1, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70

CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA ROBUSTA MEDINDO APROXIMADAMENTE 4 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM

APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

SUTUCAT

ENV 336

SUTUCAT IND E COM DE FIOS CIRURGICOS 4,41 1.48: LTDA

F I O CIRÚRGICO DE CATGUT CROMADO, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 1, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO,

20

COM AGULHA DE 1/2  
CÍRCULO, CILÍNDRICA  
ROBUSTA MEDINDO  
APROXIMADAMENTE 8  
CM, COM BOM CORTE,  
QUE NÃO QUEBRE OU  
ENTORTE COM  
FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.  
EMBALAGEM  
APROPRIADA AO  
MÉTODO DE  
ESTERILIZAÇÃO QUE  
PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA  
ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
PRODUTO E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DE  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO  
MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
O PRODUTO DEVE  
SEGUIR A NORMA  
TÉCNICA DA ABNT.

ENV 168

SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 5,93 996,  
CIRURGICOS  
LTDA

21

F I O CIRÚRGICO DE  
CATGUT CROMADO,  
ESTÉRIL, ABSORVÍVEL,  
DIÂMETRO 1.0 MEDINDO  
APROXIMADAMENTE 90  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 1/2  
CÍRCULO, CILÍNDRICA,  
MEDINDO 5,0CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.  
EMBALAGEM  
APROPRIADA AO  
MÉTODO DE  
ESTERILIZAÇÃO QUE  
PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA  
ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
P R O D U T O E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DA  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO MS. O  
PRODUTO DEVE SEGUIR  
A NORMA TÉCNICA DA  
ABNT. INDICADO PARA  
FECHAMENTO GERAL,  
GINECOLOGIA E  
OBSTETRICIA.

SUTUCAT

UND 5.240

SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 4,49 235,  
CIRURGICOS  
LTDA

F I O CIRÚRGICO DE  
CATGUT CROMADO

22

ESTÉRIL, ABSORVÍVEL,  
DIÂMETRO 2.0 MEDINDO  
APROXIMADAMENTE 70  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 1/2  
CÍRCULO, CILÍNDRICA,  
MEDINDO 2,5CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.  
EMBALAGEM

APROPRIADA AO  
MÉTODO DE  
ESTERILIZAÇÃO QUE  
PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA  
ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
P R O D U T O E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DA  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO MS. O  
PRODUTO DEVE SEGUIR  
A NORMA TÉCNICA DA  
A B N T . FECHAMENTO  
GERAL OBS/GIN

SUTUCAT UND 840

SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS  
CIRURGICOS 4,25 3,57  
LTDA

23

F I O CIRÚRGICO DE  
CATGUT CROMADO,  
ESTÉRIL, ABSORVÍVEL,  
DIÂMETRO 2-0,  
MEDINDO  
APROXIMADAMENTE 70  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 1/2  
CÍRCULO, CILÍNDRICA,  
MEDINDO 3 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.  
EMBALAGEM

APROPRIADA AO  
MÉTODO DE  
ESTERILIZAÇÃO QUE  
PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA  
ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
P R O D U T O E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DE  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO  
MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
O PRODUTO DEVE  
SEGUIR A NORMA  
TÉCNICA DA ABNT.

SUTUCAT ENV 3.240

SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS  
CIRURGICOS 3,66 11,8  
LTDA

24

F I O CIRÚRGICO DE  
CATGUT CROMADO,  
ESTÉRIL, ABSORVÍVEL,  
DIÂMETRO 2-0,  
MEDINDO  
APROXIMADAMENTE 70  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 1/2  
CÍRCULO, CILÍNDRICA,  
MEDINDO 4 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.  
EMBALAGEM  
APROPRIADA AO  
MÉTODO DE  
ESTERILIZAÇÃO QUE  
PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA  
ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
P R O D U T O E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DE  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO  
MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
O PRODUTO DEVE  
SEGUIR A NORMA  
TÉCNICA DA ABNT.

SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 3,66 11.81  
CIRURGICOS  
LTDA

ENV 3.240

SUTUCAT

25

F I O CIRÚRGICO DE  
CATGUT CROMADO,  
ESTÉRIL, ABSORVÍVEL,  
DIÂMETRO 2-0,  
MEDINDO  
APROXIMADAMENTE 70  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 3/8 DE  
CÍRCULO, CILÍNDRICA,  
MEDINDO 3 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
C O M FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.  
EMBALAGEM  
APROPRIADA AO  
MÉTODO DE  
ESTERILIZAÇÃO QUE  
PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA  
ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
PRODUTO E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DE  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO  
MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
O PRODUTO DEVE  
SEGUIR A NORMA

SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 4,20 3.51  
CIRURGICOS  
LTDA

ENV 836

SUTUCAT

SEGUIR A NORMA  
TÉCNICA DA ABNT.

F I O CIRÚRGICO DE  
CATGUT CROMADO,  
ESTÉRIL, ABSORVÍVEL,  
DIÂMETRO 3,0,  
MEDINDO

APROXIMADAMENTE 70  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 1/2  
CÍRCULO, CILÍNDRICA,  
MEDINDO 2,5CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.

EMBALAGEM

APROPRIADA AO  
MÉTODO DE  
ESTERILIZAÇÃO QUE SUTUCAT  
PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA

ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
P R O D U T O E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DA  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO MS. O  
PRODUTO DEVE SEGUIR  
A NORMA TÉCNICA DA  
ABNT.

SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 3,65 6.191  
CIRURGICOS  
LTDA

26

UND 1.696

F I O CIRÚRGICO DE  
CATGUT CROMADO,  
ESTÉRIL, ABSORVÍVEL,  
DIÂMETRO 3,0,  
MEDINDO

APROXIMADAMENTE 70  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 1/2  
CÍRCULO, CILÍNDRICA,  
MEDINDO 3,0 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.

EMBALAGEM

APROPRIADA AO  
MÉTODO DE  
ESTERILIZAÇÃO QUE SUTUCAT  
PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA

ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
P R O D U T O E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DA  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO MS. O  
PRODUTO DEVE SEGUIR

SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 3,65 7.50  
CIRURGICOS  
LTDA

27

ENV 2.056

PRODUTO DEVE SEGUIR  
A NORMA TÉCNICA DA  
ABNT.

F I O CIRÚRGICO DE  
CATGUT CROMADO,  
ESTÉRIL, ABSORVÍVEL,  
DIÂMETRO 3-0,  
MEDINDO  
APROXIMADAMENTE 70  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 3/8 DE  
CÍRCULO, CILÍNDRICA,  
MEDINDO 3 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.  
EMBALAGEM

APROPRIADA AO  
MÉTODO DE  
ESTERILIZAÇÃO QUE  
PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA  
ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
PRODUTO E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DE  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO  
MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
O PRODUTO DEVE  
SEGUIR A NORMA  
TÉCNICA DA ABNT.

28

SUTUCAT ENV 720 SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 4,20 3.02  
CIRURGICOS LTDA

F I O CIRÚRGICO DE  
CATGUT CROMADO,  
ESTÉRIL, ABSORVÍVEL,  
DIÂMETRO 4-0,  
MEDINDO  
APROXIMADAMENTE 70  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 1/2  
CÍRCULO, CILÍNDRICA,  
MEDINDO 1,5 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.  
EMBALAGEM

APROPRIADA AO  
MÉTODO DE  
ESTERILIZAÇÃO QUE  
PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA  
ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
P R O D U T O E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DE  
VALIDADE E NÚMERO DO

29

SUTUCAT ENV 336 SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 4,59 1.54  
CIRURGICOS LTDA

PRESENÇA E NOME DO  
REGISTRO DO  
MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
O PRODUTO DEVE  
SEGUIR A NORMA  
TÉCNICA DA ABNT.

F I O CIRÚRGICO DE  
CATGUT CROMADO,  
ESTÉRIL, ABSORVÍVEL,  
DIÂMETRO 4-0,  
MEDINDO  
APROXIMADAMENTE 70  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 1/2  
CÍRCULO, CILÍNDRICA,  
MEDINDO 2 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.  
EMBALAGEM

APROPRIADA AO  
MÉTODO DE  
ESTERILIZAÇÃO QUE  
PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA

ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
P R O D U T O E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DE  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO  
MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
O PRODUTO DEVE  
SEGUIR A NORMA  
TÉCNICA DA ABNT.

F I O CIRÚRGICO DE  
CATGUT CROMADO,  
ESTÉRIL, ABSORVÍVEL,  
DIÂMETRO 5-0,  
MEDINDO

APROXIMADAMENTE 70  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 1/2  
CÍRCULO, CILÍNDRICA,  
MEDINDO 1,5 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.  
EMBALAGEM

APROPRIADA AO  
MÉTODO DE  
ESTERILIZAÇÃO QUE  
PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA

ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
P R O D U T O E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS

30

SUTUCAT

ENV 336

SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 4,59 1.54  
CIRURGICOS  
LTDA

31

SUTUCAT

ENV 648

SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 4,59 2.97  
CIRURGICOS  
LTDA

DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

F I O CIRÚRGICO DE CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 150 CM DE COMPRIMENTO, SEM AGULHA, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA

ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

UND 168

SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 4,59 771,  
CIRURGICOS  
LTDA

32

F I O CIRÚRGICO DE CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 2.0 , MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 3/8 CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,0.CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE C O M FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE SHALON

ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. NÚMERO

ENV 3.336

DATA- MEDICAL  
PROD MEDICOS  
HOSPITALARES- 4,00 13.3  
ME

38

DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

F I O CIRÚRGICO DE CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 3.0 , MEDINDO APROXIMADAMENTE 70

CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE

3,0.CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE C O M FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL.

EMBALAGEM

APROPRIADA AO SUTUCAT ENV 336  
MÉTODO DE DE  
ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA

ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT. .

SUTUCAT IND E

COM DE FIOS 4,11 1.38  
CIRURGICOS  
LTDA

41

F I O CIRÚRGICO DE CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 3.0 , MEDINDO APROXIMADAMENTE 75

CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 2,0.CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL.

EMBALAGEM

APROPRIADA AO SUTUCAT UND 336  
MÉTODO DE DE  
ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA

ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO P R O D U T O E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA

SUTUCAT IND E

COM DE FIOS 4,49 1.50  
CIRURGICOS  
LTDA

42

DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

F I O CIRÚRGICO DE CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 3.0 , MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 4,0.CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM

APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT. FECHAMENTO GERAL, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA.

F I O CIRÚRGICO DE CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 3.0 , MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 3/8 CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 3,0.CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM

APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA

SUTUCAT IND E COM DE FIOS CIRURGICOS 4,15 1.39. LTDA

ENV 336

43

SUTUCAT IND E COM DE FIOS CIRURGICOS 3,65 14.0. LTDA

ENV 3.840

44

ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

F I O CIRÚRGICO DE CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 4.0 , MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 2,0.CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM

APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO P R O D U T O E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

UND 336

SUTUCAT IND E COM DE FIOS 4,31 1.44 CIRURGICOS LTDA

45

F I O CIRÚRGICO DE CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 4.0 , MEDINDO APROXIMADAMENTE 70

CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,5.CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE C O M FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM

APROPRIADA AO SUTUCAT MÉTODO DE DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA

ENV 168

SUTUCAT IND E COM DE FIOS 4,41 740, CIRURGICOS LTDA

46

ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

F I O CIRÚRGICO DE CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 4.0 , MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 3/8 CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,0.CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE C O M FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM

APROPRIADA AO MÉTODO DE SUTUCAT ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

F I O CIRÚRGICO DE CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 4-0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 1,5 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM

APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE

ENV 1.104 SUTUCAT IND E COM DE FIOS 3,59 3.96: CIRURGICOS LTDA

ENV 168 SUTUCAT IND E COM DE FIOS 4.98 836.1

PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

CIRURGICOS  
LTDA

F I O CIRÚRGICO DE CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 5.0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 2.0.CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA A B N T . APARELHO DIGESTIVO.

ENV 1.104

SUTUCAT IND E COM DE FIOS 4,34 4.79 CIRURGICOS LTDA

F I O CIRÚRGICO DE POLIÉSTER E ALGODÃO, TRANÇADO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 3,5 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE C O M FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO

50

APROPRIADA AO  
 MÉTODO DE  
 ESTERILIZAÇÃO QUE  
 PERMITA ABERTURA E  
 TRANSFERÊNCIA  
 ASSÉPTICA, MANTENDO  
 A INTEGRIDADE DO  
 PRODUTO E SUA  
 ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
 MOMENTO DO USO. A  
 EMBALAGEM EXTERNA  
 DEVE TRAZER OS DADOS  
 DE IDENTIFICAÇÃO,  
 PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
 DE LOTE, DATA DE  
 VALIDADE E NÚMERO DO  
 REGISTRO DO  
 MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
 O PRODUTO DEVE  
 SEGUIR A NORMA  
 TÉCNICA DA ABNT.

ENV 840

SUTUCAT IND E  
 COM DE FIOS 3,00 2.521  
 CIRURGICOS  
 LTDA

51

F I O CIRÚRGICO DE  
 POLIÉSTER E ALGODÃO,  
 TRANÇADO, ESTÉRIL,  
 NÃO ABSORVÍVEL,  
 D I Â M E T R O 2-0,  
 MEDINDO  
 APROXIMADAMENTE 45  
 CM DE COMPRIMENTO,  
 COM AGULHA DE 1/2  
 C Í R C U L O , C I L Í N D R I C A ,  
 MEDINDO 2,5 CM, COM  
 BOM CORTE, QUE NÃO  
 QUEBRE OU ENTORTE  
 C O M F A C I L I D A D E , E M  
 ENVELOPE  
 POLIPROPILENOE  
 TRANSFERÊNCIA  
 ASSÉPTICA, MANTENDO  
 A INTEGRIDADE DO  
 PRODUTO E SUA  
 ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
 MOMENTO DO USO. A  
 EMBALAGEM EXTERNA  
 DEVE TRAZER OS DADOS  
 DE IDENTIFICAÇÃO,  
 PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
 DE LOTE, DATA DE  
 VALIDADE E NÚMERO DO  
 REGISTRO DO  
 MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
 O PRODUTO DEVE  
 SEGUIR A NORMA  
 TÉCNICA DA ABNT.

ENV 504

SUTUCAT IND E  
 COM DE FIOS 1,74 876,  
 CIRURGICOS  
 LTDA

F I O CIRÚRGICO DE  
 POLIÉSTER E ALGODÃO,  
 TRANÇADO, ESTÉRIL,  
 NÃO ABSORVÍVEL,  
 D I Â M E T R O 2-0,  
 MEDINDO  
 APROXIMADAMENTE 45  
 CM DE COMPRIMENTO,  
 COM AGULHA DE 1/2  
 C Í R C U L O , C I L Í N D R I C A ,  
 MEDINDO  
 APROXIMADAMENTE 2,0  
 CM, COM BOM CORTE,  
 QUE NÃO QUEBRE OU  
 ENTORTE COM  
 FACILIDADE EM

52

INDIVIDUAL, NÃO

ENVELOPE  
POLIPROPILENOE  
TRANSFERÊNCIA  
ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
PRODUTO E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DE  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO  
MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
O PRODUTO DEVE  
SEGUIR A NORMA  
TÉCNICA DA ABNT.

SUTUCAT

ENV 840

SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 1,74 1.46  
CIRURGICOS  
LTDA

56

F I O CIRÚRGICO DE  
POLIPROPILENO,  
ESTÉRIL, NÃO  
ABSORVÍVEL, DIÂMETRO  
3,0, MEDINDO  
APROXIMADAMENTE 75  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 3/8  
CÍRCULO, CILÍNDRICA,  
MEDINDO 3,0 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.  
EMBALAGEM  
APROPRIADA AO  
MÉTODO DE  
ESTERILIZAÇÃO QUE  
PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA  
ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
P R O D U T O E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DA  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO MS. O  
PRODUTO DEVE SEGUIR  
A NORMA TÉCNICA DA  
ABNT.

SHALON

ENV 3.680

DATA- MEDICAL  
PROD MEDICOS 2,26 8.31  
HOSPITALARES-  
ME

FIO CIRÚRGICO DE SEDA,  
TRANÇADO, PRETO,  
ESTÉRIL, NÃO  
ABSORVÍVEL, DIÂMETRO  
2,0, MEDINDO  
APROXIMADAMENTE 45  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 1/2 DE  
CÍRCULO, CILÍNDRICA,  
MEDINDO 2,5 CM COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
C O M FACILIDADE.  
EMBALAGEM

57

APROPRIADA AO  
MÉTODO DE  
ESTERILIZAÇÃO QUE  
PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA

SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 3,35 5.621  
CIRURGICOS  
LTDA

ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
PRODUTO E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DA  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO MS. O  
PRODUTO DEVE SEGUIR  
A NORMA TÉCNICA DA  
ABNT.

FIO CIRÚRGICO DE SEDA,  
TRANÇADO, PRETO,  
ESTÉRIL, NÃO  
ABSORVÍVEL, DIÂMETRO  
3 - 0 , MEDINDO  
APROXIMADAMENTE 45  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 1/2 DE  
CÍRCULO, CILÍNDRICA,  
MEDINDO 2,5 CM COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE.  
EMBALAGEM

APROPRIADA AO  
MÉTODO DE  
ESTERILIZAÇÃO QUE  
PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA

DATA- MEDICAL  
PROD MEDICOS 1,87 3.141  
HOSPITALARES-  
ME

58

ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
PRODUTO E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DA  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO MS. O  
PRODUTO DEVE SEGUIR  
A NORMA TÉCNICA DA  
ABNT.

F I O CIRÚRGICO  
MONOFILAMENTO DE  
NYLON PRETO  
CUTICULAR, ESTÉRIL,  
NÃO ABSORVÍVEL,  
DIÂMETRO 0 (ZERO),  
MEDINDO  
APROXIMADAMENTE 45  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 1/2 DE

CÍRCULO, CILÍNDRICA,  
MEDINDO 4,0 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE EM

59

COM TUBO DE ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

SUTUCAT ENV 8.040 SUTUCAT IND E COM DE FIOS CIRURGICOS 1,29 10.31 LDA

60

F I O CIRÚRGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO CUTICULAR, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 0 (ZERO), MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 DE CÍRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 4,0 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

SUTUCAT ENV 840 SUTUCAT IND E COM DE FIOS CIRURGICOS 1,27 1.061 LDA

F I O CIRÚRGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO CUTICULAR, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 3/8 DE CÍRCULO, TRIANGULAR,

61

MEDINDO 3,0 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

SUTUCAT ENV 3.840 SUTUCAT IND E COM DE FIOS CIRURGICOS 1,27 4.871 LTDA

62

F I O CIRÚRGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO CUTICULAR, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 3/8 DE CÍRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 4,0 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

SUTUCAT ENV 5.880 SUTUCAT IND E COM DE FIOS CIRURGICOS 1,42 8.341 LTDA

F I O CIRÚRGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO CUTICULAR, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 2-0, MEDINDO

63

APROXIMADAMENTE 45  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 1/2 DE  
CÍRCULO, TRIANGULAR,  
MEDINDO 4,0 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.

EMBALAGEM  
APROPRIADA AO  
MÉTODO DE SUTUCAT  
ESTERILIZAÇÃO QUE  
PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA

ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
PRODUTO E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DA  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO MS. O  
PRODUTO DEVE SEGUIR  
A NORMA TÉCNICA DA  
ABNT.

ENV 23.160 SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 1,27 29.4  
CIRURGICOS  
LTDA

64

F I O CIRÚRGICO  
MONOFILAMENTO DE  
NYLON PRETO  
CUTICULAR, ESTÉRIL,  
NÃO ABSORVÍVEL,  
DIÂMETRO 2-0,  
MEDINDO

APROXIMADAMENTE 45  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 3/8 DE  
CÍRCULO, TRIANGULAR,  
MEDINDO 2 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.

EMBALAGEM  
APROPRIADA AO  
MÉTODO DE SERTIX  
ESTERILIZAÇÃO QUE  
PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA

ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
PRODUTO E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DA  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO MS. O  
PRODUTO DEVE SEGUIR  
A NORMA TÉCNICA DA  
ABNT.

ENV 40.320 DATA- MEDICAL  
PROD MEDICOS 1,29 52.0  
HOSPITALARES-  
ME

F I O CIRÚRGICO  
MONOFILAMENTO DE

65

NYLON PRETO  
CUTICULAR, ESTÉRIL,  
NÃO ABSORVÍVEL,  
DIÂMETRO 2-0,  
MEDINDO  
APROXIMADAMENTE 45  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 3/8 DE  
CÍRCULO, TRIANGULAR,  
MEDINDO 2,5 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.  
EMBALAGEM

APROPRIADA AO  
MÉTODO DE SUTUCAT  
ESTERILIZAÇÃO QUE  
PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA

ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
PRODUTO E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS

DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DA  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO MS. O  
PRODUTO DEVE SEGUIR  
A NORMA TÉCNICA DA  
ABNT.

F I O CIRÚRGICO  
MONOFILAMENTO DE  
NYLON PRETO  
CUTICULAR, ESTÉRIL,  
NÃO ABSORVÍVEL,  
DIÂMETRO 3-0,  
MEDINDO

APROXIMADAMENTE 45  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 3/8 DE  
CÍRCULO, TRIANGULAR,  
MEDINDO 4,0 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.  
EMBALAGEM

APROPRIADA AO  
MÉTODO DE SUTUCAT  
ESTERILIZAÇÃO QUE  
PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA

ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
PRODUTO E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DA  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO MS. O  
PRODUTO DEVE SEGUIR  
A NORMA TÉCNICA DA

ENV 20.160 SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 1,25 25.21  
CIRURGICOS  
LTDA

66

ENV 17.160 SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 1,27 21.71  
CIRURGICOS  
LTDA

ABNT.

F I O CIRÚRGICO  
MONOFILAMENTO DE  
NYLON PRETO  
CUTICULAR, ESTÉRIL,  
NÃO ABSORVÍVEL,  
DIÂMETRO 4-0,  
MEDINDO

APROXIMADAMENTE 45  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 3/8 DE  
CÍRCULO, TRIANGULAR,  
MEDINDO 2,0 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.

EMBALAGEM

67 APROPRIADA AO  
MÉTODO DE SUTUCAT  
ESTERILIZAÇÃO QUE  
PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA

ENV 5.400

SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 1,19 6.421  
CIRURGICOS  
LTDA

ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
PRODUTO E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DA  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO MS. O  
PRODUTO DEVE SEGUIR  
A NORMA TÉCNICA DA  
ABNT.

F I O CIRÚRGICO  
MONOFILAMENTO DE  
NYLON PRETO  
CUTICULAR, ESTÉRIL,  
NÃO ABSORVÍVEL,  
DIÂMETRO 4-0,  
MEDINDO

68 APROXIMADAMENTE 45  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 3/8 DE  
CÍRCULO, TRIANGULAR,  
MEDINDO 2,5 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.

EMBALAGEM

APROPRIADA AO  
MÉTODO DE SUTUCAT  
ESTERILIZAÇÃO QUE  
PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA

ENV 3.840

SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 1,25 4.801  
CIRURGICOS  
LTDA

ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
PRODUTO E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DA

DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

F I O CIRÚRGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO CUTICULAR, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 4-0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 3/8 DE CÍRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 4,0 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL.

EMBALAGEM

APROPRIADA AO MÉTODO DE MICRONYLON ENV 5.400

MICROSUTURE IND COM IMP 1,39 7.50  
EXP REP MAT LTDA

70

ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA

ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

F I O CIRÚRGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO CUTICULAR, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 5-0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 3/8 DE CÍRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 2,5 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL.

EMBALAGEM

APROPRIADA AO MÉTODO DE SUTUCAT ENV 864

SUTUCAT IND E COM DE FIOS CIRURGICOS 2,89 2.49  
LTDA

71

ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO

A INTEGRIDADE DO

PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O

MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

F I O CIRÚRGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO CUTICULAR, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 5-0, MEDINDO

APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 3/8 DE CÍRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 3,0 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL.

EMBALAGEM

APROPRIADA AO MÉTODO DE MICRONYLON ENV 864 ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA

ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

MICROSUTURE IND COM IMP 1,50 1.291  
EXP REP MAT LTDA

72

F I O CIRÚRGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO CUTICULAR, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 5-0, MEDINDO

APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 1/2 DE CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 3,5 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL.

EMBALAGEM

APROPRIADA AO MÉTODO DE SUTUCAT ENV 504 ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA

SUTUCAT IND E COM DE FIOS CIRURGICOS 1,39 700,1  
LTDA

73

ASSEPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

F I O CIRÚRGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO CUTICULAR, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 5-0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 3/8 DE CÍRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 3,0 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM

APROPRIADA AO MÉTODO DE SUTUCAT ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA

ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

F I O CIRÚRGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO CUTICULAR, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 6-0, COM AGULHA DE 3/8 DE CÍRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 2,0 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM

APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E

ENV 504 SUTUCAT IND E COM DE FIOS CIRURGICOS LTDA 1,27 640,1

74

ENV 2.460 DATA- MEDICAL PROD MEDICOS 1,26 3.091

75

TRANSFERÊNCIA  
 ASSÉPTICA, MANTENDO  
 A INTEGRIDADE DO  
 PRODUTO E SUA  
 ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
 MOMENTO DO USO. A  
 EMBALAGEM EXTERNA  
 DEVE TRAZER OS DADOS  
 DE IDENTIFICAÇÃO,  
 PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
 DE LOTE, DATA DA  
 VALIDADE E NÚMERO DO  
 REGISTRO DO MS. O  
 PRODUTO DEVE SEGUIR  
 A NORMA TÉCNICA DA  
 ABNT.

HOSPITALARES  
 ME

F I O CIRÚRGICO  
 MONOFILAMENTO DE  
 NYLON PRETO  
 CUTICULAR, ESTÉRIL,  
 NÃO ABSORVÍVEL,  
 DIÂMETRO 6-0, COM  
 AGULHA DE 3/8 DE  
 CÍRCULO, TRIANGULAR,  
 MEDINDO 3,0 CM, COM  
 BOM CORTE, QUE NÃO  
 QUEBRE OU ENTORTE  
 COM FACILIDADE, EM  
 ENVELOPE INDIVIDUAL.  
 EMBALAGEM  
 APROPRIADA AO  
 MÉTODO DE  
 ESTERILIZAÇÃO QUE  
 PERMITA ABERTURA E  
 TRANSFERÊNCIA  
 ASSÉPTICA, MANTENDO

MICRONYLON ENV 840

MICROSUTURE  
 IND COM IMP 1,70 1.42  
 EXP REP MAT LTDA

76

A INTEGRIDADE DO  
 PRODUTO E SUA  
 ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
 MOMENTO DO USO. A  
 EMBALAGEM EXTERNA  
 DEVE TRAZER OS DADOS  
 DE IDENTIFICAÇÃO,  
 PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
 DE LOTE, DATA DA  
 VALIDADE E NÚMERO DO  
 REGISTRO DO MS. O  
 PRODUTO DEVE SEGUIR  
 A NORMA TÉCNICA DA  
 ABNT.

F I O CIRÚRGICO  
 MONOFILAMENTO DE  
 NYLON PRETO  
 CUTICULAR, ESTÉRIL,  
 NÃO ABSORVÍVEL,  
 DIÂMETRO 8, MEDINDO  
 APROXIMADAMENTE 45  
 CM DE COMPRIMENTO,  
 COM AGULHA DE 3/8 DE  
 CÍRCULO, TRIANGULAR,  
 MEDINDO 13CM, COM  
 BOM CORTE, QUE NÃO  
 QUEBRE OU ENTORTE  
 COM FACILIDADE, EM  
 ENVELOPE INDIVIDUAL.  
 EMBALAGEM  
 APROPRIADA AO  
 MÉTODO DE  
 ESTERILIZAÇÃO QUE

MICRONYLON ENV 216

MICROSUTURE  
 IND COM IMP 50,00 10.8  
 EXP REP MAT

77

PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

LTDA

F I O CIRÚRGICO MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO LAÇADO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, DIÂMETRO 0, COM AGULHA DE 1/2 DE CÍRCULO, CILINDRICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,0 CM, COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM

APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT.

SUTUCAT

ENV 768

SUTUCAT IND E COM DE FIOS CIRURGICOS 6,00 4.600 LTDA

79

APROPRIADA AO SUTUCAT ENV 5.040 SUTUCAT IND E  
MÉTODO DE COM DE FIOS 8,00 40.3:  
ESTERILIZAÇÃO QUE CIRURGICOS  
PERMITA ABERTURA E LTDA  
TRANSFERÊNCIA  
ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
PRODUTO E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DA  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO MS. O  
PRODUTO DEVE SEGUIR  
A NORMA TÉCNICA DA  
ABNT.

81

F I O CIRÚRGICO  
MONOFILAMENTO DE  
NYLON PRETO, ESTÉRIL,  
NÃO ABSORVÍVEL,  
D I Â M E T R O 2.0,  
MEDINDO  
APROXIMADAMENTE 45  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 3/8 DE  
CÍRCULO, TRIANGULAR,  
MEDINDO 3,0 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.  
EMBALAGEM

APROPRIADA AO SUTUCAT ENV 25.160 SUTUCAT IND E  
MÉTODO DE COM DE FIOS 1,28 32.2:  
ESTERILIZAÇÃO QUE CIRURGICOS  
PERMITA ABERTURA E LTDA  
TRANSFERÊNCIA  
ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
PRODUTO E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DA  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO MS. O  
PRODUTO DEVE SEGUIR  
A NORMA TÉCNICA DA  
ABNT.

F I O CIRÚRGICO  
MONOFILAMENTO DE  
NYLON PRETO, ESTÉRIL,  
NÃO ABSORVÍVEL,  
D I Â M E T R O 2.0,  
MEDINDO  
APROXIMADAMENTE 45  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 3/8 DE  
CÍRCULO, TRIANGULAR,  
MEDINDO 3,0 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE

82

QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.  
EMBALAGEM

APROPRIADA AO  
MÉTODO DE  
ESTERILIZAÇÃO QUE SUTUCAT

UND 5.040

SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 1,19 5.99  
CIRURGICOS  
LTDA

PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA  
ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
PRODUTO E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DA  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO MS. O  
PRODUTO DEVE SEGUIR  
A NORMA TÉCNICA DA  
ABNT.

83

F I O CIRÚRGICO  
MONOFILAMENTO DE  
NYLON PRETO, ESTÉRIL,  
NÃO ABSORVÍVEL,  
D I Â M E T R O 2.0,  
MEDINDO

APROXIMADAMENTE 45  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 3/8 DE  
CÍRCULO, TRIANGULAR,  
MEDINDO 4,0 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.  
EMBALAGEM

APROPRIADA AO  
MÉTODO DE  
ESTERILIZAÇÃO QUE SUTUCAT

UND 20.160

SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 1,28 25.81  
CIRURGICOS  
LTDA

PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA  
ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
PRODUTO E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DA  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO MS. O  
PRODUTO DEVE SEGUIR  
A NORMA TÉCNICA DA  
ABNT.

F I O CIRÚRGICO  
MONOFILAMENTO DE  
NYLON PRETO, ESTÉRIL,  
NÃO ABSORVÍVEL,  
D I Â M E T R O 3.0,  
MEDINDO

APROXIMADAMENTE 45  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 3/8 DE  
CÍRCULO. TRIANGULAR.

84

-----  
MEDINDO 2,5 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.  
EMBALAGEM

APROPRIADA AO  
MÉTODO DE SUTUCAT  
ESTERILIZAÇÃO QUE

ENV 20.160 SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 1,29 26.01  
CIRURGICOS  
LTDA

PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA  
ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
PRODUTO E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DA  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO MS. O  
PRODUTO DEVE SEGUIR  
A NORMA TÉCNICA DA  
ABNT.

85

F I O CIRÚRGICO  
MONOFILAMENTO DE  
NYLON PRETO, ESTÉRIL,  
NÃO ABSORVÍVEL,  
D I Â M E T R O 3.0,  
MEDINDO  
APROXIMADAMENTE 45  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 3/8 DE  
CÍRCULO, TRIANGULAR,  
MEDINDO 3,0 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.  
EMBALAGEM

APROPRIADA AO  
MÉTODO DE SUTUCAT  
ESTERILIZAÇÃO QUE  
PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA

ENV 22.040 SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 1,16 25.51  
CIRURGICOS  
LTDA

ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
PRODUTO E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DA  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO MS. O  
PRODUTO DEVE SEGUIR  
A NORMA TÉCNICA DA  
ABNT.

F I O CIRÚRGICO  
MONOFILAMENTO DE  
NYLON PRETO, ESTÉRIL,  
NÃO ABSORVÍVEL,  
D I Â M E T R O 3.0,  
MEDINDO  
APROXIMADAMENTE 45

86

APROXIMADAMENTE 75  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 3/8 DE  
CÍRCULO, TRIANGULAR,  
MEDINDO 3,5 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.  
EMBALAGEM

APROPRIADA AO  
MÉTODO DE  
ESTERILIZAÇÃO QUE SUTUCAT

ENV 17.160

SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 1,30 22.31  
CIRURGICOS  
LTDA

PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA  
ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
PRODUTO E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DA  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO MS. O  
PRODUTO DEVE SEGUIR  
A NORMA TÉCNICA DA  
ABNT.

87

F I O CIRÚRGICO  
MONOFILAMENTO DE  
NYLON PRETO, ESTÉRIL,  
NÃO ABSORVÍVEL,  
D I Â M E T R O 3-0,  
MEDINDO  
APROXIMADAMENTE 75  
CM DE COMPRIMENTO,  
COM AGULHA DE 1/2  
CÍRCULO, CILÍNDRICA,  
MEDINDO 3,5 CM, COM  
BOM CORTE, QUE NÃO  
QUEBRE OU ENTORTE  
COM FACILIDADE, EM  
ENVELOPE INDIVIDUAL.  
EMBALAGEM

APROPRIADA AO  
MÉTODO DE  
ESTERILIZAÇÃO QUE SUTUCAT

ENV 16.800

SUTUCAT IND E  
COM DE FIOS 2,19 36.71  
CIRURGICOS  
LTDA

PERMITA ABERTURA E  
TRANSFERÊNCIA  
ASSÉPTICA, MANTENDO  
A INTEGRIDADE DO  
PRODUTO E SUA  
ESTERILIZAÇÃO ATÉ O  
MOMENTO DO USO. A  
EMBALAGEM EXTERNA  
DEVE TRAZER OS DADOS  
DE IDENTIFICAÇÃO,  
PROCEDÊNCIA, NÚMERO  
DE LOTE, DATA DE  
VALIDADE E NÚMERO DO  
REGISTRO DO  
MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
O PRODUTO DEVE  
SEGUIR A NORMA  
TÉCNICA DA ABNT.

TOTAL

R \$

675.227,88

VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 (doze) meses, contando a data de sua publicação do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá-MT 21 de agosto 2020.

GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO

Secretário de Estado de Saúde

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO NOS AUTOS DA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2020/SES

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: f5d773d6

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.lomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.lomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)